

GeneChip® Mapping Array 解析サービス ご注文時の注意事項

1. ゲノム DNA を送付する場合

【GeneChip® Mapping Array 解析に必要なサンプル純度】

Reduced EDTA TE Buffer (10mM Tris-HCl, 0.1mM EDTA pH=8.0)に溶解した、double strand DNA を下記の条件でご用意下さい。

ゲノム DNA 量	1 μ g 以上
濃度	50 ng/ μ L 以上 ※満たない場合はエタノール沈殿による濃縮作業が必要です
A260/A280	1.8 ~ 2.0

- 電気泳動 (1% アガロースゲル) にて、10-20kb の位置にバンドが見えることをご確認の上、電気泳動像写真も合わせてお送り下さい。
- PCR Inhibitor や高濃度のキレート剤、血液由来の heme などの混入を避けて下さい。
- 他のゲノム DNA の混入を避けて下さい。
- 制限酵素処理や増幅を行っていない DNA をご用意下さい。

2. サンプルの送付

- サンプルの送付前に弊社あるいは販売代理店にご連絡下さい。
- サンプルチューブの蓋にパラフィルムを巻き、チューブボックスや 50mL 遠沈管等に入れたうえで、ドライアイスを十分量同梱した発泡スチロール容器でお送り下さい。
- GeneChip®解析サービス申込書にご署名・捺印のうえ、サンプルに同梱してお送り下さい。
- 土日祝日のサンプルの受領は出来ませんので、弊社に平日着となるようお送り下さい。
- サンプルと申込書は下記の住所にお送り下さい。

株式会社ジェネティックラボ 先端医療開発部 〒 060-0009 北海道札幌市中央区北 9 条西 15 丁目 28-196 札幌 IT フロントビル 3F 電話番号 : 011-644-7333 FAX : 011-644-7611



3. 納期

標準納期はサンプル受領日から3週間です。GeneChip®の在庫が無い場合や、サンプルの再送を必要とする場合は、更に期日をいただくことがあります。

4. その他の注意事項

- 本解析サービスは、試験研究を目的にご利用下さい。その他の目的（医療診断等）には使用できません。
- 人への感染性が疑われるサンプルに関してはお引き受けできない場合もあります。
- ヒト臨床検体由来のサンプルの場合には、匿名化されていること、お客様の所属機関の倫理委員会で承認され、文章による同意書を得ていることを確認して下さい。
- 弊社の誤りに起因する場合を除き、解析結果に対する責任を負いかねます。
- 本解析サービスにより得られた結果が原因となり生じた損失・損害等について、サービスの仕様上、責任を負いかねます。
- 製品の規格仕様、サービス内容等、予告なしに変更する場合があります。
- ご提供・ご指示いただくサンプルや手法から生じる工業所有権、安全性等の問題について、弊社では責任を負いかねます。
- ご提供いただいたサンプルの返却は原則として行っていません。
- お申し込みの取り消しは、サービスの仕様上お受けできません。
- サンプルの品質やその他の都合により実験を中止せざるを得ない場合には、要した実費をお支払いいただきます。
- 弊社の誤りに起因して損害・損失等が発生した場合の補償については、再解析もしくはご注文いただいた金額を最大で全額返金させていただき、その他の責任は負いかねます。

お問い合わせ・サンプル送付先

株式会社ジェネティックラボ 先端医療開発部

〒060-0009

北海道札幌市中央区北9条西15丁目28-196

札幌ITフロントビル3F

TEL : 011-644-7333

FAX : 011-644-7611

URL : <http://www.gene-lab.com/>

E-mail : adv-support@gene-lab.com

